

Panvisus Cutter



F.I.S.O.

Fabbrica Italiana Strumenti Oftalmici

Panvisus Cutter



Panvisus Cutter con pianale a delta per due strumenti e poltrona Liberty.

Panvisus Cutter with delta table top for two instruments and Liberty chair.

PANVISUS CUTTER è un riunito oftalmico che si distingue per l'eleganza e lo stile, che lo rendono unico nel suo genere.

PANVISUS CUTTER viene offerto sia con pianale a traslazione che con pianale a delta per due strumenti. Entrambe le versioni sono disponibili anche a posizioni di lavoro invertite.

PANVISUS CUTTER può essere fornito con sei tipi di poltrone, in tutti i colori del rivestimento esposti nel campionario F.I.S.O..

PANVISUS CUTTER è costruito in acciaio e legno, caratteristica adottata in tutta la produzione F.I.S.O..

The PANVISUS CUTTER is an ophthalmic unit that distinguishes itself by elegance and style, making it unique in its line.

The PANVISUS CUTTER is equipped with either a sliding table top or a delta table top for two instruments. Left-handed versions are also available.

The PANVISUS CUTTER is available in six different chair models, with all upholstery colours contained in F.I.S.O.'s pattern-book.

The PANVISUS CUTTER is made entirely of steel and wood, characteristic of all ophthalmic units by F.I.S.O..



Poltrona Gloria
Gloria chair


Poltrona Alles
Alles chair

Poltrona Doctor
Doctor chair

Poltrona Prima
Prima chair

Poltrona Sonne
Sonne chair

Pannello comandi per strumenti e poltrona.
Control panel for instruments and chair.




Caratteristiche e corredo standard:

Pianale a traslazione per due strumenti • Poltrona mod. Prima ad elevazione elettrica • Supporto per proiettore • Trasformatore per alimentazione strumenti • Lampada a luce alogena • Alloggiamento antipolvere per oftalmoscopio e skiascopio • Vernice colore verde chiaro metallizzato.

Features and standard equipment:

Sliding table top for two instruments • Prima chair with electrical height adjustment • Chart projector support • Transformer for instrument power supply • Overhead lamp with halogen bulb • Anti-dust foldaway drawer for ophthalmoscope and skiascope • Polished light green metal finish.



Accessori opzionali:

Braccio autobilanciato per forottero sistema F.I.S.O. • Appoggiapiedi ribaltabile per poltrona mod. Prima • Pianale a delta per due strumenti • Meccanismo per pianale a delta per il perfetto centraggio degli strumenti • Lampada a luce alogena con regolatore di intensità • Versione con colonna e poltrona in posizioni invertite • Tutti i colori di vernice esposti nel campionario F.I.S.O..

Optional accessories:

Phorofter arm with counterbalancing mechanism by F.I.S.O. • Tip-up foot rest for Prima chair • Delta table top for two instruments • Mechanism for delta table top for the perfect centring of the instruments • Overhead lamp with halogen bulb with adjustable light intensity • Left-handed version • All colours of finish contained in F.I.S.O.'s pattern-book.

Braccio autobilanciato sistema F.I.S.O., regolabile per tutti i forotteri.




Phorofter arm with counterbalancing mechanism by F.I.S.O., adjustable for all phorofters.

Alloggiamento antipolvere per oftalmoscopio e skiascopio.



Anti-dust foldaway drawer for ophthalmoscope and skiascope.

Meccanismo per pianale a delta per il perfetto centraggio degli strumenti.



Device for delta table top for perfectly centring instruments.