



Venflon Pro™
Venflon Pro Safety™
Nexiva™




Nexiva™
Closed System
IV Catheter

تنها سیستم بسته IV Catheter در دنیا

۱. جلوگیری از آسیب های سرسوزن (Needle Stick Injuries)
 - پوشش نوک سر سوزن با قطعه محافظ و کاملاً ایمن که پس از خروج سر سوزن به طور خودکار فعال می گردد.
 - کاهش خطر Phlebitis عفونی به دلیل عدم وجود پورت تزریق
۲. به کارگیری پلیمر بایومتریال **Vialon** به جای Teflon
 - ماندگاری طولانی مدت داخل رگ، سه تا چهار روز
 - انعطاف پذیری بسیار بالا به علت قابلیت تطابق با دمای بدن
 - عدم تا خوردگی و Kink شدن کانولا
 - ورود آسان به دلیل پوشش سطح کانولا با مواد Lubricant
 - استحکام بالای کانولا
- به حداقل رساندن Phlebitis مکانیکی به دلیل عدم تشکیل کلونی میکروبی بر روی سطح بسیار صاف کانولا
- Flow Rate بالاتر در مقایسه با کاتترهای مشابه به علت قطر داخلی بیشتر
- تطابق با شکل و انحناى رگ ها تا ۷۰ درصد در دمای بدن و به حداقل رساندن Phlebitis مکانیکی
۳. عدم ورود براده های فلزی میکروسکوپی سر سوزن به داخل بدن به علت پولیش دقیق الکتروشیمیایی
۴. وجود ۶ خط رادیو آپک بر روی سطح کانولا جهت ردیابی با اشعه
۵. Insertion آسان و کم درد به علت تکنیک برش الماسی سه گانه سوزنهای معروف BD

۶. تکنولوژی منحصر به فرد در طراحی سوزن
 - طراحی یک بریدگی کوچک Notch به منظور موفقیت در اولین Try رگ گیری



۷. اجزای تکمیلی
 - Extension Tube
 - سه راهی
 - صفر بند پیشرفته
 - صفر بند یدک



MEDISA RAYA
DARMAN P.J.S.

Tel.: +98 21 88856516
Fax: +98 21 88856490

contact@kmtmed.com
www.kmtmed.com